



Focus on:

APERTURA NERVATURA

233

VER.000.00.00



Apertura nervatura

HFTNB 3010-160-08

Vt = 40 m/min
S = 13000
Fz = 0,012 mm/dente
F = 500 mm/min
Ae = 0,03 mm
Ap = 0,03 mm
Emulsione

1.2738

Macchina: Centro di lavoro
Attacco: HSK A 100

Materiale: 1.2738 bonificato
Lubrificazione: emulsione

Obbiettivi

- Ottimizzare la durata
- Stabilizzare la lavorazione, il cliente deve realizzare le nervature senza presidiare la lavorazione, il mandrino è lungo 250 mm

Risultati ottenuti

- Ottima durata > 6 ore
- Precisione garantita anche con mandrino lungo 250 mm

New

HFTNB Fresa 3T semisferica con gambo di rastremazione conico

tte srl


Via Trebbia, 41/A
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108

Guarda la gamma disponibile



Per tutte le novità, potete consultare la sezione pubblicazioni del nostro sito!



in f y